



- Avisos/Warning
- Fecha caducidad/Expired date
- Número Lote/Lot Number
- Esterilización vapor. Sterile using steam heat
- Consultar Instrucciones de uso/Consult instructions for use

- Símbolo de Marcado/Mark Symbol.
- Fabricante/Manufacturer
- No usar si el envase no está íntegro  
Do not use if package is damage
- Utilizar una sola vez/ Single use:GMDN 47841 Lens 55 1 Day,

**INSTRUCCIONES DE USO 47841**  
Lentes de Contacto 1 Day Rev(5-2) 2017-12  
Es un Producto Sanitario  
This product is a Medical Device



Fit and Cover Servilens, Avd. Ilustración, 112 - 18016 Granada - Spain

Folleto informativo que el contactólogo entregará a los portadores de lentes de contacto

**SIGA EstrictAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE SU PROFESIONAL. PARA UTILIZACIÓN SOLAMENTE DURANTE EL DÍA.** ( no usar mientras duerma). Las lentes de reemplazo diario están diseñadas para ser usadas una vez y luego desecharlas. No están diseñadas para ser desinfectadas y usarlas una vez más. Las lentes desechables diarias llevadas en más de una ocasión pueden dañarse y causarle un mayor riesgo de infecciones oculares o de otro tipo debido al incorrecto cuidado y manipulación de las lentes. **MANTENIMIENTO DE LAS LENTES DE CONTACTO** •El profesional elegirá el sistema de mantenimiento más adecuado para usted (si procede). • **NUNCA** permita que las lentes entren en contacto con agua no estéril (incluida agua embotellada), pues podría producirse una contaminación microbiana que dañaría seriamente sus ojos. Consulte con su profesional acerca de la utilización de las lentes en deportes acuáticos. Quítese las lentes cuando sean expuestas a vapores nocivos o irritantes. **PRECAUCIONES IMPORTANTES** Vigile sus ojos cada día durante el tiempo que esté llevando lentes de contacto. Éstos deben tener buen aspecto, usted sentirse cómodo y su visión ser nítida. Si no, quítese las lentes inmediatamente y acuda al profesional. Síntomas inusuales, si se ignoran, pueden dar lugar a serias complicaciones. No use las lentes si sufre distrofias corneales, úlcera corneal, inflamación de la córnea o del ojo, ojos alérgicos. No comparta las lentes con ninguna otra persona. No use las lentes durante tratamientos con gotas para los ojos( excepto si su médico así lo indica). No humedezca las lentes con saliva. La adaptación de lentes de contacto debe realizarla siempre un profesional, quien recomendará el régimen de reposición que mejor satisfaga sus necesidades. La finalidad de estas lentes es la corrección visual, pudiendo asimismo ser utilizadas con fines cosméticos, siempre en ojos sanos y bajo la supervisión de un especialista. **MANEJO DE LAS LENTES DE CONTACTO** Véanse las figuras 1 – 5. No utilice las lentes si el envase está abierto o dañado. No utilice las lentes si la lente está dañada. Consulte con su profesional. El profesional le dará instrucciones detalladas sobre la inserción y extracción de las lentes de contacto así como información para la correcta utilización de las mismas. **Blisters:** abra la cubierta del blister, derrame el contenido hasta colocar la lente en la palma de su mano o bien, si fuera necesario, deslice la lente hasta sacarla del envase, o acuda a su profesional para abrir el blister. No se requiere condiciones especiales para desecho.

**Nombre del producto:** ver etiqueta en el envase. **Nombre del material:** ver etiqueta en el envase. **Solución de conservación:** Solución salina tamponada. Esterilidad: Las lentes se esterilizan con vapor (la esterilidad sólo está garantizada mientras permanezcan en el envase herméticamente sellado e íntacto). No utilice las lentes si el envase ha sido manipulado. **Reemplazo:** diario.

**INSTRUCTION FOR USE 47841**  
Contact lenses 1 Day



Information leaflet, to be provided to wearers of contact lenses by their contact lens specialist/optometrist

**PLEASE READ CAREFULLY AND KEEP THIS INFORMATION FOR FUTURE USE. FOLLOW THE INSTRUCTIONS OF YOUR EYE CARE PROFESSIONAL. STRICTLY. DAILY DISPOSABLE LENSES ARE INTENDED TO BE WORN ONLY ONCE AND THEN DISCARDED. DAILY DISPOSABLE LENSES ARE NOT DESIGNED TO BE DISINFECTED AND WORN MORE THAN ONE TIME.** Daily Disposable lenses worn more than one time may become damaged and could put you a risk of contact lens care and handling related eye infection. Contact lenses should always be fitted by an eye care professional, who will recommend the wearing and replacement schedule best suited for your needs. These lenses are intended for vision correction and can be used for cosmetic effects in people with healthy eyes and always under the supervision of an eye care professional. **INSTRUCTIONS FOR HANDLING YOUR CONTACT LENSES.** See in figures 1 – 5. Do not use contact lenses if pack is opened or damaged. Do not use the contact lens if the lens is damage. Your eye care professional should provide you with detailed contact lenses insertion and removal instructions, as well as information on the safe use of your lenses. Wear the contact lenses during the time indicated by your eye care professional. Check your vision periodically with your eye care professional and follow the instructions use. **Blister:** gently shake the blister pack before opening. Peel back the foil lid. Pour the lens into the palm of your hand or if necessary, gently slide the lens out of the container, or open as directed by your eye care professional. **CONTACT LENSES MAINTENANCE** • **NEVER** allow contact lenses to come in contact with non-sterile water (including tap water) as microbial contamination can occur, which may lead to permanent eye damage•. Ask your eye care professional about wearing contact lenses during water sporting activities. Remove lenses when exposed to noxious or irritating vapour. **IMPORTANT PRECAUTIONS** When you are wearing contact lenses, check your eyes every day. Your eyes should look well, you should feel comfortable with them and your vision should be clear. If it is not, remove your lenses immediately and contact your eye care professional. Unusual symptoms, if ignored, can lead to serious complications. Do not use contact lenses in: corneal dystrophies, corneal ulcers, inflammation of cornea or the eye, allergic eye conditions. Do not share your contact lens with anyone else. Do not wear your lenses when using eye drops (unless advised to do so by a medical practitioner). Do not use saliva to wet your lenses. **Daily USE. FOR ONLY USE DURING THE DAY** (Do not use contact lenses while you are sleeping). No special conditions are required for its disposal.

**Product name:** see packing label. **Material name:** see packing label Administration: suitable for eye use. **Wearing schedule:** the lenses are suitable for daily wear (cannot be worn overnight). Follow the wearing schedule provided by your contact lens specialist/optometrist. Indication: to correct myopia refractive disorders and optimise vision ability. Sterility: lenses are sterilised by steam (sterility is only guaranteed in the closed and undamaged sealed package). Do not use the lenses if the packaging has been tampered with. **Replacement:** according to instructions from the contact lens practitioner. Lenses identified on the carton box as “for daily replacement” are indicated for one day use only.