










servilens
fit&cover™



Lentes 1 Day	Nombre Name	Indicaciones / Indications	Blister Gratis	Curva Base / Base Curve	Potencias Powers	% H2O	Espesor Thickness (-3.00Dp)	DK Fatt ISO 9913-1	Tiempo entrega Delivery time	Módulo elasticidad Modulus Mpa	Fabricación Manufacturing	Tinte Manipulación Handly Tint	Adaptación Fitting	Presentación/ Packing	ServiBonos	Precio Venta Público	Códigos Codes	Limpieza Cleaning
	Material ISO 18369-1:2006			Dia.				x10-11 (cm2/sec) [ml 02 / (ml x mm Hg)]									Abono	
	Lens 55°UV 1 Day Silicone	EL MEJOR CONFORT	Si por web 15%	8.60	+8.00 ~ -10.00	56%	0.07	60	24 horas	0.5	cast moulding	No	Lens 55 1 Day Km 7.10 ~ ~8.10	Pack 15 lentes lenses	1	36.00€	1+- 916.90 912.50	N/A
		Hidrogel de Silicona	Triple oxígeno Uso Diario		14.10	Pasos/steps 0.25 +6.00 ~ -6.00			(DK/t 86)					Km 47.50D ~ ~41.65D			Abono No	
	Lens 55° 1 Day	Uso Ocasional	Si por web 15%	8.60	+6.00 ~ -12.00	55%	0.07	19	24 horas	0.3	cast moulding	Si Yes	Km 7.40 ~ ~8.20	Pack 30 lentes lenses	1	36.00€	2+- 916.90 912.50	N/A
		Filcon IV 1	Cuidado Saludable Uso Diario		14.20	Pasos/steps 0.25 +6.00 ~ -6.00			pHEMA 55					Km 45.60D ~ ~41.15D			Abono No	
	Lens 55° 1 Day	Uso Ocasional	Si por web 15%	8.60	+6.00 ~ -12.00	55%	0.07	19	24 horas	0.3	cast moulding	Si Yes	Km 7.40 ~ ~8.20	Pack 90 lentes lenses	2.5	73.00€	92+- 935.90	N/A
		Filcon IV 1	Cuidado Saludable Uso Diario		14.20	Pasos/steps 0.25 +6.00 ~ -6.00			pHEMA 55					Km 45.60D ~ ~41.15D			Abono No	

Lentes 55 UV CSR	Nombre Name	Indicaciones / Indications	Blister Gratis	Curva Base / Base Curve Dia.	Potencias Powers	% H2O	Espesor Thickness (-3.00Dp)	DK Fatt ISO 9913-1 x10-11 (cm2/sec) [ml 02 / (ml x mm Hg)]	Tiempo entrega Delivery time	Módulo elasticidad Modulus Mpa	Fabricación Manufacturing	Tinte Manipulación Handy Tint	Adaptación Fitting	Presentación/ Packing	ServiBonos	Precio Venta Público	Códigos Codes Abono	Limpieza Cleaning
	Material ISO 18369-1:2006 Reemplazo Replacement							Material USAN										
	Lens 55® C.S.R.	84.2% UVA 97.6% UVB 5% Blue light Previene la Degeneración Macular	Si por web 15%	8.60/8.90 14.20	8.60 +20.00 ~ -20.00 8.90 +8.00 ~ -12.00 Pasos/steps 0.25 +5.00 ~ -6.00	55%	0.08	19 Methafilcon A	24 horas 48 horas	0.3	cast moulding	Si Yes Tinte amarillo yellow tint	8.60 7.10<Km < 7.90 47.55~42.75 8.90 7.80<Km 43.25<	Pack 6 lentes lenses	No	54.00€	CSR+ 89- 923.50 Abono No	Solución Única Lens 55 Care
	Filcon IV 1 Mensual-Monthly	It prevents from macular degeneration																
	Lens 55® UV C.S.R. Toric	84.2% UVA 97.6% UVB 5% Blue light Previene la Degeneración Macular	Si por web 15%	8.70 14.50 Toro interno Back toric	+20.00 ~ -20.00 Pasos/steps 0.25 +5.00 ~ +0.50 -0.50 ~ -5.00 Cyl: -0.75~5.25 Pasos/steps 0.50 Ejes/Axes:0-180° pasos 10°(steps)	55%	0.11	19 Methafilcon A	24 horas 48 horas	0.3	cast moulding Toro interno Back toric	Si Yes Tinte amarillo yellow tint	Km 7.40 ~ 8.00 Km 45.60 ~ 42.25 	Pack 3 lentes lenses	No	54.00€	CSRX+-. 923.50 Abono No	Solución Única Lens 55 Care
	Filcon IV 1 Mensual-Monthly	It prevents from macular degeneration												Pack 6 lentes lenses	No	108.00€	947.00 Abono No	

Lens 55® C.S.R. Primera y Única lente certificada por Organismo Certificador Europeo. Ver certificado completo en http://www.servilens.com/Marcado_CE.pdf

Lens 55® C.S.R. Ver instrucciones de uso pag. 36 y en los packs de lentes de contacto.


Visible-light-filtering corrective contact lens preventing AMD (Age-related Macular Degeneration)	Lens 55 C.S.R. Lens 55 C.S.R – Toric
---	---




Ref:pag 31



El amarilleamiento del cristalino con el paso del tiempo* Lerman. 1980

Lens 55
UV CSR








Lentes mensuales	Nombre Name	Indicaciones / Indications	Blister Gratis	Curva Base / Base Curve	Potencias Powers	% H2O	Espesor Thickness (-3.00Dp)	DK Fatt ISO 9913-1 x10-11 (cm2/sec) [ml O2 / (ml x mm Hg)]	Tiempo entrega Delivery time	Módulo elasticidad Modulus Mpa	Fabricación Manufacturing	Tinte Manipulación Handly Tint	Adaptación Fitting	Presentación/ Packing	ServiBonos	Precio Venta Público Final Sale Price	Códigos Codes	Limpieza Cleaning
	Reemplazo Replacement			Dia.				Material USAN									Abono	
	Lens 55® UV Filcon IV 1	Fácil Adaptación Excelente Confort Uso de Día Easy adaptation Extreme comfort daily use	Si por web 15%	8.60/8.90 (-) 8.80(+) 14.20	+8.00 ~ -10.00 Pasos/steps 0.25 +4.00 a -6.00	55%	0.08	19 Methafilcon A ionic o Ocufilecon D	24 horas	0.3	cast moulding	Si Yes	8.60 47.55~42.75 7.10<Km < 7.90 8.90 7.80<Km 43.25<	Pack 6 lentes lenses	1	43.00€	L55-+ L89- 917.10 912.50 Abono No	Solución Única Lens 55 Care
		Lens 55® UV Supra Filcon IV 1	Fácil Adaptación Excelente Confort Uso de Día Easy adaptation Extreme comfort daily use	Si por web 15%	8.60/8.90 (-) 8.80(+) 14.20	8.60 +0.00~-16.00 8.90 -0.50~-12.00 8.80 +0.50~+8.00 Pasos/steps 0.25 +5.00~-6.00	55%	0.08	19 Methafilcon A ionic o Ocufilecon D	24 horas	0.3	cast moulding	Si Yes	8.60 7.10<Km < 7.90 47.55~42.75 8.90 7.80<Km 43.25<	Pack 6 lentes lenses SW TRES 3 lentes lenses	1 0.5	40.00€ 20.00€	S55-+ S89- 917.10 912.50 Abono No
	Lens 55® HD Filcon IV 1	Retención agua Uso de Día Water retention daily use	Si por web 15%	8.60 -0.50~-12.00 8.90 -0.50~-10.00 8.80(+) 14.20	+8.00 ~ -12.00 Pasos/steps 0.25 +5.00 a -6.00 ASPHERIC	55%	0.08	19 pHema (MMA,NVP) o Ocufilecon D	24 horas	0.3	cast moulding	Si Yes	8.60 7.10<Km < 7.90 47.55~42.75 8.90 7.80<Km 43.25<	Pack 6 lentes lenses	1	50.00€	H55-+ H89- 917.10 912.50 Abono No	Solución Única Lens 55 Care



NOVEDAD: caja de cartón en marca privada



NEW Packing: private label carton box

Lentes mensuales	Nombre Name	Indicaciones / Indications	Blister Gratis	Curva Base / Base Curve	Potencias Powers	% H2O	Espesor Thickness (-3.00Dp)	DK Fatt ISO 9913-1	Tiempo entrega Delivery time	Módulo elasticidad Modulus Mpa	Fabricación Manufacturing	Tinte Manipulación Handy Tint	Adaptación Fitting	Presentación/ Packing	ServiBonos	Precio Venta Público	Códigos Codes	Limpieza Cleaning
	Material ISO 18369-1:2006			Dia.				x10-11 (cm2/sec) [ml 02 / (ml x mm Hg)]									Abono	
Reemplazo Replacement								Material USAN										
  	Lens 55^{UV}® Rx Falcon IV 1 Mensual-Monthly	Altas miopías/ hipermetropías Uso de Día High powers Daily Use	No 4€ Descuentos en pedidos web	8.10 /8.40/8.70/9.00/9.30 14.00 14.20 14.40 14.50	+25.00 ~ -25.00 Pasos/steps 0.25 +25.00 ~ -25.00	55%	0.10	19 pHEMA	48 horas 72 horas	0.5	cast moulding ~ Torneado lathing	Si Yes	Km+0.8	Pack 3 lentes lenses Pack 6 lentes lenses	1 2	30.00€ 60.00€	X00+- 913.50 912.50 Abono Si 1 blister desprecintado 1º Gratis 2º 50%	Solución Única Lens 55 Care
	 Lens 55^{UV}® Silicone Hidrogel de Silicona Falcon V3 Mensual-Monthly	Triple oxigenación Horas de uso Uso de Día 3 times oxygen	Si por web 15%	8.40/8.70 8.70(+) 14.10	+8.00 ~ -10.00 Pasos/steps 0.25 +4.00 a -6.00 ASPHERIC	58%	0.07	60 (DK/t 86)	24 horas	0.5	cast moulding	No	8.40 7.00<Km < 7.40 48.25~45.75 8.70 7.45<Km 45.30<	Pack 6 lentes lenses Pack 3 lentes lenses	1.5 0.75	55.00€ 30.00€	Y55-Y87-+ 929.64 919.00 No Abono 914.82 No Abono	Solución Única Lens 55 Care
	 Lens 55^{UV}® Silicone Rx Hidrogel de Silicona Falcon V3 Mensual-Monthly	Uso de Día Excelente Movilidad Dry eyes	No 4€ Descuentos en pedidos web	8.10Ø14.20 8.40Ø14.20 8.70Ø14.20 9.00Ø14.20 9.30Ø14.20 8.10Ø13.50 8.40Ø13.50	+25.00 ~ -25.00 Pasos/steps 0.25 +25.00 ~ -25.00	60%	0.07	35 (DK/t 50)	48 horas 72 horas	0.5	cast moulding ~ Torneado lathing	No	Km+0.8 dia 14.2 Km+0.6 dia 13.50	Pack 3 lentes lenses Pack 6 lentes lenses	1.5 3	55.00€ 110.00€	YRX 929.64 Abono 959.28 Si/ 1 blister desprecintado 1º Gratis 2º 50%	Solución Única Lens 55 Care

Lentes mensuales




Lentes mensuales



NOVEDAD: caja de cartón en marca privada



NEW Packing: private label carton box


Lentes Permeables RGP	Nombre Name Material ISO 18369-1:2006 Reemplazo Replacement	Indicaciones / Indications	Blister Gratis	Curva Base / Base Curve Dia.	Potencias Powers	Espesor Thickness (-3.00Dp)	DK Fatt ISO 9913-1 x10-11 (cm2/sec) [ml 02 / (ml x mm Hg)] Material USAN	Tiempo entrega Delivery time	Módulo elasticidad Modulus Mpa	Fabricación Manufacturing	Tinte Manipulación Handly Tint	Adaptación Fitting	Presentación/ Packing	ServiBonos	Precio Venta Público Final Sale Price	Códigos Codes Abono	Limpieza Cleaning
	st K aspheric Focon III 3 PERMEABLE Tinte Verde Anual USO DIARIO	Buena Humectabilidad Uso de día Good Wettability Daily use	No	7.20~8.40 pasos/steps 0.05 Dia 9.60/9.30	ÓPTICA ASFÉRICA +30.00 ~ -30.00 pasos/steps 0.25 +10.00 a -10.00 Astigmatism<4.00	0.17	13.7	72 horas 96 horas		Torneado Lathing	Si Yes	Km + 0.15 Eccentricity 0.45-0.50	1 lentes	3	110.00€	ST K-asf 945.00 937.00 Abono Si 1ª Gratis 2º 50%	Limpiador y Solución aseptizante RGP
	st K 70 Focon III 3 PERMEABLE Tinte Azul Anual USO DIARIO	Buena Humectabilidad Uso de día Good Wettability Daily use	No	7.10~9.30 pasos/steps 0.05 Dia 8.60/9.20 Diferentes diámetros sin abono Dia 8.60~9.20	+30.00 ~ -30.00 pasos/steps 0.25 +10.00 a -10.00 Astigmatism<4.00	0.17	30 FluoroPerm	72 horas 96 horas		Torneado Lathing	Si Yes	Km + 0.15 Eccentricity 0.45-0.50	1 lentes	3	110.00€	ST-K 70 945.00 937.00 Abono Si 1ª Gratis 2º 50%	Limpiador y Solución aseptizante RGP
	st K 100 RofluFocon D PERMEABLE Anual USO DIARIO	Uso Prolongado Uso de día Long term wearing Daily use	No	7.10~9.30 pasos/steps 0.05 Dia 9.60/9.20 Diferentes diámetros sin abono Dia 8.60~9.20	+30.00 ~ -30.00 pasos/steps 0.25 +10.00 a -10.00 Astigmatism<4.00	0.17	100	72 horas 96 horas		Torneado Lathing	Si Yes	Km + 0.15 Eccentricity 0.45-0.50	1 lente	3	120.00€	ST-K 100 945.00 937.00 Abono Si 1ª Gratis 2º 50%	Limpiador y Solución aseptizante RGP



Calculadora de Lentes Permeables

Introduzca refracción en gafa y queratometría. El software le asesorará
 Vídeos de comportamiento de las lentes rgp

Ref: pag 59 **RGP LENS CALCULATOR** www.lens55.com




Lentes permeables RGP	Nombre Name Material ISO 18369-1:2006 Reemplazo Replacement	Indicaciones / Indications	Blister Gratis	Curva Base / Base Curve Dia.	Potencias Powers	Espesor Thickness (-3.00Dp)	DK Fatt ISO 9913-1 x10-11 (cm ² /sec [ml O ₂ / (ml x mm Hg)]) Material USAN	Tiempo entrega Delivery time	Módulo elasticidad Modulus Mpa	Fabricación Manufacturing	Tinte Manipulación Handy Tint	Adaptación Fitting	Presentación/ Packing	ServiBonos	Precio Venta Público Final Sale Price	Códigos Codes Abono	Limpieza Cleaning
	st K 70 Toric Focon III 3 PERMEABLE Anual USO DIARIO	Buena Humectabilidad Uso de día Good Wettability Daily use	No	7.10~9.30 pasos/steps 0.05 Dia 9.60	+30.00 ~ -30.00 pasos/steps 0.25 +10.00 a -10.00 Astigmatism 4.00~9.00	0.17	30 FluoroPerm	72 horas 96 horas		Torneado Lathing Back Toric	Si Yes	www.lens 55.com	1 lente lens	6	240.00€	ST-K 70T 990.00 975.00 Abono Si 1ª Gratis 2ª 50%	Limpiador y Solución aseptizante RGP
	st K 100 Multifocal Centro Cerca RofluFocon D PERMEABLE Anual USO DIARIO	Uso Prolongado Uso de día Astigmatismo corneal menor 2.75 Long term wearing Daily use	No	7.10~9.30 pasos/steps 0.05 Dia 9.60	+30.00 ~ -30.00 pasos/steps 0.25 +10.00 a -10.00 Low Addition (2.25 dp) High Addition (3.50 dp) Astigmatism<4.00	0.12	100	72 horas 96 horas		Torneado Lathing	Si Yes	www.lens 55.com	1 lente lens	7	250.00€	STK100M 990.00 987.00 Abono Si 1ª Gratis 2ª 50%	Limpiador y Solución aseptizante RGP
	st K 70 Multifocal Centro Cerca Focon III 3 PERMEABLE Anual USO DIARIO	Buena Humectabilidad Uso de día Good Wettability Daily use	No	7.10~9.30 pasos/steps 0.05 Dia 9.60	+30.00 ~ -30.00 pasos/steps 0.25 +10.00 a -10.00 Low Addition (2.25 dp) High Addition (3.50 dp) Astigmatism<4.00	0.17	30 FluoroPerm	72 horas 96 horas		Torneado Lathing	Si Yes	www.lens 55.com	1 lente lens	7	250.00€	STK70M 990.00 987.00 Abono Si 1ª Gratis 2ª 50%	Limpiador y Solución aseptizante RGP

Lentes permeables RGP	Nombre Name Material ISO 18369-1:2006 Reemplazo Replacement	Indicaciones / Indications	Blister Gratis	Curva Base / Base Curve Dia.	Potencias Powers	Espesor Thickness (-3.00Dp)	DK Fatt ISO 9913-1 x10-11 (cm2/sec) [ml 02 / (ml x mm Hg)] Material USAN	Tiempo entrega Delivery time	Módulo elasticidad Modulus Mpa	Fabricación Manufacturing	Tinte Manipulación Handly Tint	Adaptación Fitting	Presentación/ Packing	ServiBonos	Precio Venta Público Final Sale Price	Códigos Codes Abono	Limpieza Cleaning
	st K asferic Multifocal Centro Cerca Focon III 3 PERMEABLE Anual USO DIARIO	Buena Humectabilidad Uso de día Good Wettability Daily use	No	7.10~8.40 pasos/steps 0.05 Dia 9.60 9.30	+30.00 ~ -30.00 pasos/steps 0.25 +10.00 a -10.00 Low Addition (2.25dp) Addition (3.50 dp) Astigmatism<4.00	0.17	13.7	72 horas 96 horas		Torneado Lathing	Si Yes	Refer. pag 59 Km + 0.15 Refer. pag 51	1 lente lens	7	250.00€	Mul_asf 990.00 987.00 Abono Si 1ª Gratis 2º 50%	Limpiador y Solución asepticante RGP
	st K 40 queratocono Focon III 3 PERMEABLE Tinte Verde Anual USO DIARIO	Buena Humectabilidad Uso de día Good Wettability Daily use	No	7.20~8.40 pasos/steps 0.05 Dia 9.60	+30.00 ~ -30.00 pasos/steps 0.25 +10.00 a -10.00 Astigmatism<9.00 queratoconos	0.18	13.7	72 horas 96 horas		Torneado Lathing	Si Yes	Refer. pag 61 Eccentricity asférica	1 lentes lenses	5	160.00€	ST 40 975.00 960.00 Abono Si 1ª Gratis 2º Gratis 3º 50%	Limpiador y Solución asepticante RGP
	pregunte por RGP multifocal tórica																

Lentes Anuales y trimestrales	Nombre Name	Indicaciones / Indications	Blister Gratis	Curva Base / Base Curve	Potencias Powers	% H2O	Espesor Thickness (-3.00Dp)	DK Fatt ISO 9913-1	Tiempo entrega Delivery time	Módulo elasticidad Modulus Mpa	Fabricación Manufacturing	Tinte Manipulación Handy Tint	Adaptación Fitting	Presentación/ Packing	ServiBonos	Precio Venta Público Final Sale Price	Códigos Codes	Limpieza Cleaning
	Reemplazo Replacement			Dia.				x10-11 (cm ² /sec) [ml O ₂ / (ml x mm Hg)]									Abono	
	SiHi Lens 90 Silicone Filcon V3 90 días-Quarterly	Hidrogel de Silicona a medida Uso de Día custom lenses Silicone Hydrogel Daily use	No	7.80~9.20 Pasos/steps 0.10 DiaØ 13.50 14.00 14.50 15.00	+25.00 ~ -25.00 Pasos/steps 0.25 +6.00 a -6.00	74%	0.12	60 Efofilcon A	72 horas 96 horas	0.27	Torneado Lathing	No	Km+0.80 Ø 14.0	1 lente lens	2	80.00€	74Len 938.00 926.00 Abono Si 1ª Gratis 2º 50%	Peróxido o Solución Única Lens 55 Care
	NI Lens 90 Trimestral Filcon I 1 90 días-Quarterly	Lentes a medida Custom lenses Uso de Día Daily use	No	8.10,8.40, 8.70,9.00, 9.30 DiaØ 13.50 14.00 14.50	+25.00 ~ -25.00 Pasos/steps 0.25 +6.00 ~ -6.00	38%	0.10	12 Polymacon	72 horas 96 horas	0.5	cast moulding Torneado lathing	Si Yes	Km+0.8 Ø14.0	1 lente lens	1	25.00€	Trim 913.00 912.50 Abono Si 1ª Gratis 2º 50%	Peróxido o Solución Única Lens 55 Care
	R K 38 Stock Filcon I 1 Anual - Yearly	Uso de Día Fácil Adaptación Daily use Easy Fitting	No	8.50/8.70/ 8.90 DiaØ 14.00	-0.50 a -12.00 Pasos/steps 0.25 +5.00 a -5.00	38%	0.08	12 Polymacon	24 horas	0.5	cast moulding	Si Yes	Km+1.00	1 lentes lenses	0.5	54.00€	38 910.24 906.50 Abono No	Peróxido o Solución Única Lens 55 Care

Adapte la lente de contacto que no altere el metabolismo corneal

Fit the contact lens that does not change the corneal metabolism

Lentes Anuales y trimestrales	Nombre Name	Indicaciones / Indications	Blister Gratis	Curva Base / Base Curve	Potencias Powers	% H2O	Espesor Thickness (-3.00Dp)	DK Fatt ISO 9913-1	Tiempo entrega Delivery time	Módulo elasticidad Modulus Mpa	Fabricación Manufacturing	Tinte Manipulación Handy Tint	Adaptación Fitting	Presentación/ Packing	ServiBonos	Precio Venta Público Final Sale Price	Códigos Codes	Limpieza Cleaning
	Material ISO 18369-1:2006			Dia.				x10-11 (cm2/sec) [ml 02 / (ml x mm Hg)]									Abono	
	K 38 Rx Filcon I 1 Anual - Yearly	Uso de Día Fácil Adaptación Daily use Easy Fitting	No	BC: 7.20~9.60 Dia: 13.00 13.50 13.80 14.00 14.50	+30.00 ~ -30.00 Pasos/steps 0.25 +6.00 ~ -6.00	38%	0.10	12 Polymacon	72 horas 96 horas	0.5	Torneado Lathing	No	Km+0.80 Ø 14.00	1 lente lens	1	60.00€	K38 913.70 912.50 Abono Si 1º Gratis 2º 50%	Peróxido o Solución Única Lens 55 Care
	UV G-Humed 45 Filcon I 1 Anual/Yearly	Baja Deshidratación Ojos Secos Uso de Día Low Dehydration Dry eyes Daily use	No	7.10~9.30 pasos/Steps 0.10 Dia: 13.50 14.00 14.50 15.00	+25.00 ~ -25.00 Pasos/steps 0.25 +5.00 ~ -5.00	49%	0.11	16 HioxifilconB	72 horas 96 horas	0.36	Torneado Lathing	Si	Km+0.80 Ø 14.00	1 lente lens	2	80.00€	G-Humed 923.20 920.00 Abon Si 1º Gratis 2º 50%	Peróxido o Solución Única Lens 55 Care
	UV K 60 Filcon II 1 Anual/yearly	Baja Deshidratación Ojos Secos Uso de Día Low Dehydration Dry eyes Daily use	No	7.10~9.30 pasos/Steps 0.10 Dia: 13.50 14.00 14.50 15.00	+25.00 ~ -25.00 Pasos/steps 0.25 +5.00 ~ -5.00	58%	0.12	25 HioxifilconA	72 horas 96 horas	0.16	Torneado Lathing	No	Km+0.80 Ø 14.00	1 lentes lenses	2	85.00€	K-60 925.00 925.00 Abon Si 1º Gratis 2º 50%	Peróxido o Solución Única Lens 55 Care

Adapte la lente de contacto que no altere el metabolismo corneal

Fit the contact lens that does not change the corneal metabolism

Lentes Tóricas Toric lenses	Nombre Name	Indicaciones / Indications	Blister Gratis	Curva Base / Base Curve	Potencias Powers	% H2O	Espesor Thickness (-3.00Dp)	DK Fatt ISO 9913-1	Tiempo entrega Delivery time	Módulo elasticidad Modulus Mpa	Fabricación Manufacturing	Tinte Manipulación Handly Tint	Adaptación Fitting	Presentación/ Packing	ServiBonos	Precio Venta Público Final Sale Price	Códigos Codes	Limpieza Cleaning
	Material ISO 18369-1:2006			Dia.				x10-11 (cm2/sec) [ml 02 / (ml x mm Hg)]									Abono	
	UV Lens 55 TORIC	Astigmatismos Excelente Visión Uso de Día	Si por web 15%	8.70	+4.00 ~ -6.00 Pasos/steps 0.25 +5.00 ~ -5.00	55%	0.11	19	24horas 48 horas	0.3	cast moulding	Si	Km 7.40 ~ 8.00 Km 45.60 ~ 42.25	Pack 3 lentes lenses	1	38.00€	T+-. 918.39 912.50 Abono No	Solución Única Lens 55 Care
	Filcon IV 1 Mensual-Monthly	Excellent Vision Daily use		14.50 Toro interno back toric	Cyl: -0.75/-1.25/ -1.75/-2.25(-) Ejes/Axes:0-180° pasos 10°(steps)			OcufileonD					Marca 6	(Pack 6) lentes	2	76.00€	936.78 Abono No	
	UV Lens 55 Toric Rx	Astigmatismos SIN LÍMITE Uso de Día	No 6€	8.10 8.40 8.70 9.00 9.30	+25.00 ~ -25.00 Cyl: -0.75/-1.25/ -1.75/-2.25,-2.75 -3.25,-3.75,-4.25 -4.75,-5.25,-5.75 Ejes/Axes:0-180° pasos 5°(steps)	55%	0.11	19	48 horas 72 horas	0.3	cast moulding ~ Torneado lathing	Si	8.70 Km 7.40 ~ 8.00 Km 45.60 ~ 42.25	Pack 3 lentes lenses	1.5	45.00€	XA/Z/VA 922.50 Abono Si/ 1 blister desprecintado 1º Gratis 2º 50%	Solución Única Lens 55 Care
	Filcon IV 1 Mensual-Monthly	Unlimited Astigmatism Daily use	Descuentos en pedidos web	14.50 Toro interno back toric				OcufileonD					Marca 6	(Pack 6) lentes	3	90.00€	X/Z/V 945.00	
	UV Lens 55 Toric Silicone	Hidrogel de Silicona Silicone Hydrogel	Si por web 15%	8.70	+4.00 ~ -6.00 Pasos/steps 0.25 +5.00 ~ +0.50 -0.50 ~ -5.00	58%	0.07	60	24horas 48 horas	0.5	cast moulding ~ Torneado lathing	No	Km+0.80	3 lentes lenses	1.5	60.00€	iToric 930.00 924.00 Abono No	Solución Única Lens 55 Care
	Filcon V3 Mensual-Monthly	Daily use		14.40 Toro interno back toric	Cyl: -0.75/-1.25/ -1.75/-2.25(-) Ejes/Axes:0-180° pasos 10°(steps)			(DK/t 86)					Marca 6	(Pack 6)	3	120.00€	960.00 948.00 Abono No	

Lens 55 Toric Rx
opcional

Marcas a
ejes
Axe
marks



GUÍA DE ADAPTACIÓN DE
LENTES TÓRICAS

Página 45

TORIC CONTACT LENS
FITTING








Page:45

REGLAS NEMOTÉCNICAS

DRIS
Derecha Resta Izquierda Suma
NIPE
Negativo Interior Positivo Exterior

NEMOTECHNICAL RULES

LARS
Left Add Right Subtract
NIPO
Negative In Plus Out

Lentes Tóricas Toric Lenses	Nombre Name Material ISO 18369-1:2006 Reemplazo Replacement	Indicaciones / Indications	Blister Gratis	Curva Base / Base Curve Dia.	Potencias Powers	% H2O	Espesor Thickness (-3.00Dp)	DK Fatt ISO 9913-1 x10-11 (cm ² /sec) [ml 02 / (ml x mm Hg)] Material USAN	Tiempo entrega Delivery time	Módulo elasticidad Modulus Mpa	Fabricación Manufacturing	Tinte Manipulación Handly Tint	Adaptación Fitting	Presentación/ Packing	ServiBonos	Precio Venta Público Final Sale Price	Códigos Codes Abono	Limpieza Cleaning
 	Lens 55 Toric Silicone Rx Filcon V3 Mensual-Monthly	Hidrogel de Silicona a medida Silicone Hydrogel Daily use	No 7€ Descuentos en pedidos web	8.30 8.60 8.90 9.20 14.50 Toro interno back toric	+20.00 ~ -20.00 Pasos/steps 0.25 +5.00 a -5.00 Cyl: -0.75/-1.25/ -1.75/-2.25,-2.75 -3.25,-3.75,-4.25, -4.75,-5.25,-5.75 Ejes/Axes:0-180° pasos 5°(steps)	60%	0.10	35 (DK/1 35)	48 horas 72 horas	0.5	cast moulding ~ Torneado lathing Marcas a Prisma Prisma marks	No	Km+0.80 dia 14.50 	3 lentes lenses (Pack 6) lentes	2 4	80.00€ 160.00€	IX/IV/IZ/IW 939.00 Abono=Si/ 1 blister desprecintado 1ª Gratis 2º 50% IX/IV/IZ/IW 978.00	Solución Única Lens 55 Care
 	Lens 90 Silicone Toric Filcon V3 90 días-Quaterly	Hidrogel de Silicona a medida Custom lenses Silicone Hydrogel Daily use	No	7.80 ~ 9.30 13.00 13.50 14.00 14.50 Toro interno back toric	+25.00 ~ -25.00 Pasos/steps 0.25 +5.00 a -5.00 Cyl: -0.75/-1.25/ -1.75/-2.25,-2.75 -3.25,-3.75,-4.25 -4.75,-5.25,-5.75 -6.25 Ejes/Axes:0-180° pasos 5°(steps)	74%	0.12	60	48 horas 72 horas	0.27	Torneado Lathing	No	Km+0.80 dia 14.50 	1 lente lens	3	100.00€	74Lens-To 949.00 937.50 Abono Si 1ª Gratis 2º 50%	Solución Única Lens 55 Care
 	Lens 90 Toric back toric Filcon I 1 90 días-Quaterly	Uso de Día Daily use	No	8.10,8.40,8.7 0,9.00,9.30 Dia 13.50 14.00 14.50 Toro interno back toric	+25.00 ~ -25.00 Pasos/steps 0.25 +5.00 a -5.00 Cyl: -0.75/-1.25/ -1.75/-2.25,-2.75 -3.25,-3.75,-4.25 -4.75,-5.25,-5.75 -6.25 Ejes/Axes:0-180° pasos 5°(steps)	38%	0.11	12	48 horas 72 horas	0.5	cast moulding Torneado lathing	Si Yes	Km+0.80 dia 14.50 	1 lente lens	1.5	50.00€	923.50 920.00 Abono Si 1ª Gratis 2º 50%	Solución Única Lens 55 Care

REGLAS NEMOTÉCNICAS

DRIS
Derecha Resta Izquierda Suma
NIPE
Negativo Interior Positivo Exterior

NEMOTECHNICAL RULES

LARS
Left Add Right Subtract
NIPO
Negative In Plus Out

GUÍA DE ADAPTACIÓN DE
LENTES TÓRICAS

Página 45

TORIC CONTACT LENS
FITTING

Page 45

Lentes Tóricas Toric Lenses	Nombre Name	Indicaciones / Indications	Blister Gratis	Curva Base / Base Curve	Potencias Powers	% H2O	Espesor Thickness (-3.00Dp)	DK Fatt ISO 9913-1	Tiempo entrega Delivery time	Módulo elasticidad Modulus Mpa	Fabricación Manufacturing	Tinte Manipulación Handy Tint	Adaptación Fitting	Presentación/ Packing	ServiBonos	Precio Venta Público Final Sale Price	Códigos Codes	Limpieza Cleaning
	Material ISO 18369-1:2006			Reemplazo Replacement				Dia.								x10-11 (cm ² /sec) [ml 02 / (ml x mm Hg)]	Material USAN	
 	UV G-Humed 45 Toric	Baja Deshidratación Ojos Secos Uso de día Low Dehydration Dry eyes Daily use	No	7.40~9.30 pasos/Steps 0.10 Dia: 13.50 14.00/14.50 15.00 Toro interno back toric	+25.00 ~ -25.00 Pasos/steps 0.25 +6.00 ~ -6.00 Cyl: -0.75/-1.25/-1.75/-2.25,-2.75 -3.25,-3.75,-4.25 -4.75,-5.25,-6.25 Ejes/Axes:0-180° pasos 5°(steps)	49%	0.11	16	72horas 96 horas		Torneado Lathing	Si Yes	Km+0.80 Ø 14.50 	1 lente lens	3	130.00€	Toric 949.00 937.50 Abono Credit Si/Yes 1ª Gratis/Free 2º 50%	Solución Única Lens 55 Care
	Filcon I 1	Anual/Yearly																
 	K 38 Toric Rx	Uso de Día Daily use Easy Fitting	No	8.00/8.20/ 8.40/8.60/ 8.80/9.00/ 9.20,9.40 Dia 13.50 14.00 14.50 Toro interno back toric	+25.00 ~ -30.00 Pasos/steps 0.25 +6.00 ~ -6.00 Cyl: -0.75/-1.25/-1.75/-2.25,-2.75 -3.25,-3.75,-4.25 -4.75,-5.25,-6.25 Ejes/Axes:0-180° pasos 5°(steps)	38%	0.12	12	72horas 96 horas	0.5	Torneado Lathing	No	Km+0.80 Ø 14.50 	1 lente lens	2	120.00€	BonoT 945.60 925.00 Abono Si 1ª Gratis 2º 50%	Solución Única Lens 55 Care
	Filcon I 1	Anual - Yearly																

PRUEBA CILINDRO NEGATIVO - POSITIVO. NIPE
OBJETIVO DE LA PRUEBA.

1.- Conocer la mejor A.V. que el usuario puede alcanzar con lentes de contacto. (Recordemos que en los hipermetropes, el tamaño de imagen disminuye con las lentes de contacto) 2.- Conocer exactamente la posición del cilindro de la lente de contacto. (sin necesidad de marcas) 3.- Conocer el mejor eje en el que el usuario mejora su A.V.(recordemos que en Rx de gafas debemos de mantener, siempre que se pueda, la posición del eje para mayor confort visual. En lentes de contacto esa posición no es tan crítica)


- 1.- Adaptar la lente Lens 55 Toric / Rx
- 2.- Colocar la Gafa de Prueba y ocluir el ojo que no vaya a ser estudiado.
- 3.- Colocar un cilindro en la parte interna de la gafa de prueba de la misma potencia y eje, que tengamos en la mejor refracción (es decir el eje de su gafa), siempre en valor negativo.
- 4.- Colocar un cilindro positivo del mismo valor, fuera de la gafa de prueba.
- 5.- Mover este último cilindro positivo con el tornillo de rotación de la gafa de prueba, hasta conseguir buena A.V..
- 6.- Anotar el eje del cilindro POSITIVO, donde la A.V. sea perfecta y dar ese último dato al departamento técnico de Servilens o introdúzcalo en la calculadora lens55.com

EL CILINDRO POSITIVO NEUTRALIZA EL TORO DE LA LENTILLA. EL USUARIO "mira" CON EL NEGATIVO.

PRUEBA NIPO NIPO TEST

MEDIDA DEL POSIBLE GIRO DE LENTES TÓRICAS

Measure the turning toric contact lenses.













- 1.- Fit the toric lens.
- 2.- Use the trial frame and cover the other eye.
- 3.- Fit one cylinder inside of the trial frame (the axe and Cyl power as the Visual Far refraction)
- 4.- Fit one cylinder outside of the trial frame but PLUS power cylinder.
- 5.- Turn-move the plus cylinder axe up to get a good vision.
- 6.- Type the axe degrees of the PLUS cylinder.
THE PLUS CYLINDER NEUTRALIZES THE CL Toric. The patient vision is through NEGATIVE cylinder.

Lentes Cosméticas	Nombre Name	Indicaciones / Indications	Blister Gratis	Curva Base / Base Curve	Potencias Powers	% H2O	Espesor Thickness (-3.00Dp)	DK Fatt ISO 9913-1	Tiempo entrega Delivery time	Módulo elasticidad Modulus Mpa	Fabricación Manufacturing	Tinte Manipulación Handly Tint	Adaptación Fitting	Presentación/ Packing	ServiBonos	Precio Venta Público Final Sale Price	Códigos Codes	Limpieza Cleaning
	Material ISO 18369-1:2006			Reemplazo Replacement				Dia.									x10-11 (cm2/sec) [ml 02 / (ml x mm Hg)]	
	Lens 55® Colors Tricolors Filcon I 1 Mensual-Monthly	4 Colores Naturales Uso de Día 4 Natural Colors Daily Use	No	8.60	-0.01 ~ -6.00 Pasos/steps 0.25 0.00 ~ -5.00 Azul(blue) Verde(green) Gris(gray) Marrón(hazel) Ø pupila 5.00 mm transparente	43%	0.08	19 pHEMA	24horas 48 horas	0.3	cast moulding	No	Km 7.40 ~ -8.00 Km 45.60 ~ 42.25	1 lente lens	0.5	13.50€	C-906.75 906.25	Solución Única Lens 55 Care
				2 lente lens										1				
	Lens 55® Colors Rx CON ANILLO Bicolors Filcon I 1 Mensual-Monthly Lens 55 White Lens 55 Black Lens 55 Red Rx +20.00 / -20.00 dp	Colores Naturales Uso de Día Azul(blue) Verde(green) Gris(gray) Marrón(hazel) Blanco(white) Black Rojo(red) Natural Colors Daily Use	No	8.70	+25.00 ~ -25.00 Pasos/steps 0.25 0.00 ~ -5.00 Azul(blue) Verde(green) Ø pupila 5.00 mm transparente	42%	0.10	16 pHEMA	48 horas 72 horas	0.3	cast moulding ~ Torneado lathing	No	Km 7.40 ~ -8.20 Km 45.60 ~ -41.15	1 lente lens	1	32.00€	XBlue XLGreen XBrown XWhite 918.50 912.00 Abono No	Solución Única Lens 55 Care
				Black									Abono No					
	Lens 55® Colors Fantasia Filcon I 1 Mensual-Monthly	Blanca Roja Pupila Gato Negra White/Red Cat Puppil Black Puppil Daily Use	No	8.60 14.20	Ø pupila 5.00 mm transparente -0.01 Dp	42%	0.10	16 pHEMA	24horas 48 horas	0.3	cast moulding	No	Km 7.40 ~ 8.20	Pack 2 lentes lenses	1	27.00€	Cfan 913.50 912.00 Abono No	Solución Única Lens 55 Care



EXPOSITOR
FANTASIA

Lentes Cosméticas		Nombre Name	Indicaciones / Indications	Blister Gratis	Curva Base / Base Curve	Potencias Powers	% H2O	Espesor Thickness (-3.00Dp)	DK Fatt ISO 9913-1 x10-11 (cm ² /sec) [ml 02 / (ml x mm Hg)]	Tiempo entrega Delivery time	Módulo elasticidad Modulus Mpa	Fabricación Manufacturing	Tinte Manipulación Handly Tint	Adaptación Fitting	Presentación/ Packing	ServiBonos	Precio Venta Público Final Sale Price	Códigos Codes Abono	Limpieza Cleaning			
Reemplazo Replacement					Dia.				Material USAN													
			Lens 55[®] Toric Color SIN ANILLO DEFINICIÓN Filcon I 1 Mensual-Monthly Azul(blue) Verde(green) Gris(gray)	Astigmatismos Con Color Uso de Día COLOUR Astigmatism Daily use	No	8.70 14.50 Toro interno back toric	+25.00 a -25.00 Pasos/steps 0.25 +6.00 a -6.00 Cyl: -0.75/-1.25/-1.75/-2.25/-2.75 -3.25 Ejes/Axes:0-180° pasos 5°(steps)	45%	0.11	19 pHEMA 43	48 horas 72 horas	0.4	cast moulding ~ Torneado lathing Marcas a ejes Axe marks	No	Km 7.40 ~ 8.00 Km 45.60 ~ 42.25  Marcas a ejes Axe marks	1 lente lens	1	32.00€	XTB XTLG XTP 918.50 912.50 Abono No	Solución Única Lens 55 Care		
Verde		Azul		K 38 Colors Rx ANILLO DEFINICIÓN Ring Color Filcon I 1 Anual - Yearly	Uso Diario Fácil Adaptación Daily use Easy Fitting	No	BC: 8.70 Dia 14.50	+30.00 ~ -30.00 Pasos/steps 0.25 +6.00 ~ -6.00	38%	0.10	12 Polymacon	72 horas 96 horas	0.5	Torneado Lathing	No	Km+0.80 Ø 14.50	1 lente lens	2	100.00€	KXBLUE KXGREEN KXBROWN 945.00 940.00 Abono Si 1º Gratis 2º 50%	Solución Única Lens 55 Care	
Verde		Azul			K 38 Toric Colors Azul(blue) Verde(green) Gris(gray) SIN ANILLO DEFINICIÓN Filcon I 1 Anual - Yearly	Uso de Día Fácil Adaptación Daily use Easy Fitting	No	8.70 14.50 Toro interno back toric	+25.00 ~ -30.00 Pasos/steps 0.25 +6.00 ~ -6.00 Cyl: -0.75/-1.25/-1.75/-2.25/-2.75 -3.25,-3.75,-4.25	38%	0.12	12	72 horas 96 horas	0.5	Torneado Lathing	No	Km+0.80 Ø 14.50  Marcas a ejes Axe marks	1 lente lens	4	180.00€	KTBlue KTGreen KTPearl 990.00 970.00 Abono Si 1º Gratis 2º 50%	Solución Única Lens 55 Care

Lentes Cosméticas		Nombre Name	Indicaciones / Indications	Blister Gratis	Curva Base / Base Curve	Potencias Powers	% H2O	Espesor Thickness (-3.00Dp)	DK Fatt ISO 9913-1	Tiempo entrega Delivery time	Módulo elasticidad Modulus Mpa	Fabricación Manufacturing	Tinte Manipulación Handy Tint	Adaptación Fitting	Presentación/ Packing	ServiBonos	Precio Venta Público Final Sale Price	Códigos Codes	Abono	Limpieza Cleaning
NEW    		Lens 55 Prosthetic Tricolors Filcon IV 1 Mensual-Monthly	4 Colores Naturales Uso de Día 4 Natural Colors Daily Use Opaque Tint Limpieza Lens 55 Care	No	8.60	Plano -0.01	42%	0.08	x10-11 (cm2/sec) [ml 02 / (ml x mm Hg)] Material USAN	24 horas 48 horas		cast moulding	No		3 lentes lenses	2	46.00€	CPBL CPGR CPLB CPDB	No	Solución Única Lens 55 Care
  		Guía de adaptación Pag. 37 Protésicas Servicio Lente K 38 Rx + TINCIÓN Prosthetic fitting Pag. 37		No es una lente de contacto. Es un servicio de laboratorio It is not a Contact Lens. It is a Professional Service		Normalmente, la córnea no se puede medir (leucoma). Debe de probar una lente y esa misma lente se colorea. En el caso no recomendable que el profesional no quiera probar antes la lente K-38 Rx, deberá autorizar a Servilens la ROTURA de la ESTERILIDAD (desprecintado) para ser coloreada. In cases where the cornea cannot be measured (e.g. leukoma), the professional must fit a K-38 RX lens, which will be later on hand-painted to match a healthy eye. If the professional would decide not to try this lens first (not recommendable), he should send an email to Servilens to authorize the break in sterility for the lens to be tinted	1.-Realizar Adaptación en K-38 RX. 2.-Devolver a Servilens la lente una vez adaptada y comprobado confort y centrado. 3.-Datos: Fotografías ambos ojos y medidas corneales. ENVIAR A: protesica@servilens.com		15 días 30 días	VER PROTOCOLO DE LENTES PROTÉSICAS EN www.servilens.com/lentes-de-contacto/servicio-protésico/	K-38 Rx Torneada			1 lentes lenses	1 + 8	350.00€	Prot 913.70 (k-38Rx) + 9175.00 Servicio <input type="checkbox"/> Abono <input type="checkbox"/> No	No se admiten devoluciones de un servicio de laboratorio. There are NO REFUNDS	Solución Peroxido con anillo	

Lentes Multifocales	Nombre Name	Indicaciones / Indications	Blister Gratis	Curva Base / Base Curve	Potencias Powers	% H2O	Espesor Thickness (-3.00Dp)	DK Fatt ISO 9913-1	Tiempo entrega Delivery time	Módulo elasticidad Modulus Mpa	Fabricación Manufacturing	Tinte Manipulación Handly Tint	Adaptación Fitting	Presentación/ Packing	ServiBonos	Precio Venta Público Final Sale Price	Códigos Codes	Limpieza Cleaning
	Reemplazo Replacement			Dia.				Material USAN									Abono	
	UV Lens 55® Multifocal Rx Centro Lejos Far Center Filcon IV 1 Monthly/Mensual	Multifocal Adición Baja Low Addition (2.25 dp) Multifocal Adición Alta High Addition (2.50/3.00 dp)	No 6.00 € Descuentos en pedidos web	8.40 - CC - ND 8.50 - CL D(H) 8.60 - CC - ND 8.70 - CL - D 8.80 - CC - ND 8.90 - CL - D Ø14.30	+20.00 ~ -20.00 Pasos/steps 0.25 +20.00 ~ -20.00	55%	0.10	19 pHEMA	48 horas 72 horas	0.3	Hybrid cast moulding + lathe	Si Yes UV Prot	K+0.8	3 lentes lenses	1.5	60.00€	M55 L/H 937.50 Abono Si 1ª Gratis 2º 50%	Solución Única Lens 55 Care
				6 lentes lenses										3			120.00€	
	UV Lens 55® Toric Multifocal Rx Centro Lejos Far Center Filcon IV 1 Monthly/Mensual	Multifocal Adición Baja Low Addition (2.25 dp) Multifocal Adición Alta High Addition (2.50/3.00 dp)	No 7.00 € Descuentos en pedidos web	8.30 - CC - ND 8.40 - CL D (H) 8.60 - CC - ND 8.70 - CL - D 8.90 - CC - ND 9.00 - CL - D Ø14.50 Toro interno Back Toric	+20.00 ~ -20.00 Cyl: -0.75/-1.25/-1.75/-2.25/-2.75/-3.25,-3.75 Ejes/Axes:0-180º pasos 5º(steps)	55%	0.15	19 pHEMA	48 horas 72 horas	0.3	Hybrid cast moulding + lathe	No	8.70 7.10<Km < 7.90 	3 lentes lenses	2	75.00€	MT55 A L/H 943.50 Abono Si 1ª Gratis 2º 50%	Solución Única Lens 55 Care
				6 lentes lenses										4			150.00€	
	UV Lens 55® Silicone Multifocal Rx Centro Lejos Far Center Filcon V3 Monthly/Mensual	Low +0.50D ~+1.50D, Medium +1.75D ~ +2.25D High +2.50D ~ +4.00D	No 6.00 € Descuentos en pedidos web	8.40 - CC - ND 8.50 - CL D(H) 8.60 - CC - ND 8.70 - CL - D 8.80 - CC - ND 8.90 - CL - D Ø14.00	+20.00 ~ -20.00 Pasos/steps 0.25 +20.00 ~ -20.00	58%	0.10	35	48 horas 72 horas	0.5	Hybrid cast moulding + lathe	No tint UV Si Prot Yes	K+0.8	3 lentes lenses	2	75.00€	IM55 L/H 943.50 Abono Si 1ª Gratis 2º 50%	Solución Única Lens 55 Care
				6 lentes lenses										4			150.00€	

Guía adaptación pag: 51 Pasos a adaptar: primero confort y visión posterior

Multifocal fitting pag. 51 -STEPS TO FIT: Firstly comfort and later vision

Diseño 1 CL (Dominante Centro Lejos)
 Demandas visuales del paciente
 Visión lejana más importante que visión próxima. ej. conductor

Design 1CL (Dominant Center Distance)
 Patient Visual Demands
 Far vision more important than Near vision. i.e. driver.

Diseño 2-CC (No Dominante Centro Cerca)
 Demanda Visual Paciente
 Visión próxima más importante que visión lejana. ej. secretario.

Design 2-CC (No Dominant Center Near)
 Patient Visual Demands
 Near vision more important than far vision. i.e. secretary.

Lentes Multifocales	Nombre Name	Indicaciones / Indications	Blister Gratis	Curva Base / Base Curve	Potencias Powers	% H2O	Espesor Thickness (-3.00Dp)	DK Fatt ISO 9913-1 x10-11 (cm2/sec) [ml O2 / (ml x mm Hg)]	Tiempo entrega Delivery time	Módulo elasticidad Modulus Mpa	Fabricación Manufacturing	Tinte Manipulación Handly Tint	Adaptación Fitting	Presentación/ Packing	ServiBonos	Precio Venta Público Final Sale Price	Códigos Codes	Limpieza Cleaning
	Reemplazo Replacement			Dia.				Material USAN									Abono	
	Lens 55® Toric Silicone Multifocal Rx Filcon V3 Monthly/Mensual	Low +0.50D ~+1.50D, Medium +1.75D ~ +2.25D High +2.50D ~ +4.00D	No 7.00 € Descuentos en pedidos web	8.30 - CC - ND 8.40 - CL D (H) 8.60 - CC - ND 8.70 - CL - D 8.90 - CC - ND 9.00 - CL - D Ø14.50 Toro interno Back Toric * negrita nuevo	+20.00 ~ -20.00 Cyl: -0.75/-1.25/-1.75/-2.25,-2.75/-3.25,-3.75,-4.25,-4.75,-5.25,-5.75 Ejes/Axes:0-180° pasos 5°(steps)	58%	0.15	35	48 horas 72 horas	0.5	Hybrid cast moulding + lathe	No Tint Si/yes UV Protec	8.70 7.10<Km 	3 lentes lenses	2.5	85.00€	IM55 A L/H 945.50 Abono Si 1ª Gratis 2ª 50%	Solución Única Lens 55 Care
														6 lentes lenses	5	170.00€	990.00 Abono Si 1ª Gratis 2ª 50%	
	Lens 90 Multifocal Centro Cerca Filcon I 1 Trimestral-Quarterly	Multifocal Adición Baja Low Addition (2.50 dp) Multifocal Adición Alta High Addition (2.75 /3.00 dp)	No	8.70	+5.00 ~ -7.00 Pasos/steps 0.25 +5.00 ~ -5.00	38% Low Addition (2.25 dp)	0.08	16 Polymacon	48 horas 72 horas	0.5	cast moulding	Si Yes	8.60 7.10<Km < 7.90	1 lentes lenses	1.5	40.00€	4L 4H 919.90 918.00 Abono Si 1ª Gratis 2ª 50%	Solución Única Lens 55 Care
				14.20		38% High Addition (3.25 dp)								(Pack 2) optional			Abono Si 1ª Gratis 2ª 50%	
	Lens 90 Multifocal Toric Centro Cerca Filcon I 1 Trimestral-Quarterly	Astigmatismos Multifocal Adición Baja Low Addition (2.50 dp) Ad. Baja Centro Cerca	No	8.70	+5.00 ~ -7.00 Pasos/steps 0.25 +5.00 a -5.00 Cyl: -0.75 ~ 90° & 180°	38% Low Addition (2.25 dp)	0.08	16 Polymacon	48 horas 72 horas	0.5	cast moulding	Si Yes	8.60 7.10<Km < 7.90  optional	1 lentes lenses	2	60.00€	418 490 929.90 924.00 Abono Si 1ª Gratis 2ª 50%	Solución Única Lens 55 Care
				14.20 Toro interno back toric		(Pack 2)								Abono Si 1ª Gratis 2ª 50%				

Guía adaptación pag: 51 Pasos a adaptar: primero confort y visión posterior

Multifocal fitting pag. 51 -STEPS TO FIT: Firstly comfort and later vision

Diseño 1 CL (Dominante Centro Lejos)

Demandas visuales del paciente
Visión lejana más importante que visión próxima. ej. conductor

Design 1CL (Dominant Center Distance)

Patient Visual Demands
Far vision more important than Near vision. i.e. driver.

Diseño 2-CC (No Dominante Centro Cerca)

Demanda Visual Paciente
Visión próxima más importante que visión lejana. ej. secretario.

Design 2-CC (No Dominant Center Near)

Patient Visual Demands
Near vision more important than far vision. i.e. secretary.

Lentes Multifocales	Nombre Name	Indicaciones / Indications	Blister Gratis	Curva Base / Base Curve	Potencias Powers	% H2O	Espesor Thickness (-3.00Dp)	DK Fatt ISO 9913-1	Tiempo entrega Delivery time	Módulo elasticidad Modulus Mpa	Fabricación Manufacturing	Tinte Manipulación Handly Tint	Adaptación Fitting	Presentación/ Packing	ServiBonos	Precio Venta Público Final Sale Price	Códigos Codes	Limpieza Cleaning
	Reemplazo Replacement			Dia.				Material									Abono	
  	Multifocal 38 Centro Lejos PolyVue Filcon I 1 Anual - Yearly	Multifocal a medida Ad. Alta-Baja Centro Lejos Custom lenses centre - far Low-High Addition	No	8.10,8.40, 8.70,9.00, 9.30 14.00	+25.00 ~ -25.00 Pasos/steps 0.25 +5.00 a -5.00 Low Addition (2.25 dp) High Addition (3.50 dp)	38%	0.11	16 pHEMA	48 horas 72 horas	0.5	Torneado Lathing	No	Km+0.80	1 lente lens	3	120.00€	M38L M38H 938.00 936.00 Abono Si 1º Gratis 2º 50%	Solución Única Lens 55 Care
    DRIS LARS NIPE NIPO	Multifocal 38 Toric Centro Lejos PolyVue Filcon I 1 Anual - Yearly	Multifocal a medida Ad. Alta-Baja Centro Lejos Custom lenses centre - far Low-High Addition	No	8.10,8.40, 8.70,9.00, 9.30 14.50 Toro interno back toric	+25.00 ~ -25.00 Pasos/steps 0.25 +5.00 a -5.00 Cyl: -0.75/-1.25/-1.75/-2.25,-2.75 -3.25,-3.75 Ejes/Axes:0-180º pasos 5º(steps) Low Addition (2.25 dp) High Addition (3.50 dp)	38%	0.14	16 pHEMA	48 horas 72 horas	0.5	Torneado Lathing	No	8.70 7.10<Km <7.90 	1 lente lens	4	150.00€	MT38L MT38H 959.60 948.00 Abono Si 1º Gratis 2º 50%	Solución Única Lens 55 Care
   PERMEABLE	st K asferic Multifocal Centro Cerca Focon III 3 PERMEABLE	Buena Humectabilidad Uso de día Good Wettability Daily use	No	7.10~8.40 pasos/steps 0.05 Dia 9.60 9.30	+30.00 ~ -30.00 pasos/steps 0.25 +10.00 a -10.00 Low Addition (2.25 dp) Addition (3.50 dp) Astigmatism<4.00		0.17	13.7	72 horas 96 horas		Torneado Lathing	Si Yes	Refer. pag 59 Km + 0.15 Refer. pag 51	1 lente lens	7	250.00€ PERMEABLE	Mul_asf 990.00 987.00 Abono Si 1º Gratis 2º 50%	Limpiador y Solución aseptizante RGP

Ver Permeables multifocales: Multifocal RGP lenses
 st K Asf Multifocal st K 70 Multifocal st K 100 Multifocal

Todas nuestras lentes de contacto son diseños de Visión Simultánea
 Simultaneous Vision Designs



Condiciones Generales vigentes a partir de Marzo 2015 y sustituyen a la anterior / General Terms and Conditions, March 2015

- 1.- La realización de cualquier pedido de lentes implica la aceptación de las condiciones generales de la compañía Fit and Cover Servilens S.L.
- 2.- Todas las lentes servidas y abonadas durante un mes serán incluidas en una factura final con fecha de vencimiento a convenir entre ambas partes en el momento de la aceptación del pedido. Servilens se reserva el derecho de retener envíos de lentes si el cliente se ha excedido en el pago 10 días, o de enviarlos contra reembolso a cuenta del importe pendiente de pago.
- 3.- La forma de pago será recibo bancario domiciliado, reembolso o transferencia anticipada.
- 4.- Los envíos se realizarán por mensajería designada por Servilens o correo postal. Cualquier envío designando otra mensajería será gestionado por el cliente.
- 5.- Cada pedido, incluya uno o varios productos, tendrá un cargo de 3.50 € en concepto de transporte. Este cargo puede ser variado sin previo aviso debido a incrementos de la propia mensajería. Póngase en contacto con Servilens para reducir estos gastos. En caso de superar la proporción del 15% de lentes gratuitas anuales se facturarán a precio de tarifa.
- 6.- Las devoluciones de productos (caja sin abrir/caja abiertapara Rx más blister original usado) serán por cuenta del cliente. No se admitirán devoluciones a portes debidos. Servilens acepta exclusivamente los abonos (CARGO de 7.00 €-VER LA LISTA DE LENTES) cuando se refleje el número de albarán de envío, parámetros y lote en fecha posterior a 40 días de la fecha de envío. Si el cliente usa el "FORMULARIO DE CAMBIO" que se puede descargar en <http://lens55.com/gestor/FormCamb.pdf> para las lentes que correspondan, Servilens enviará la lente de contacto sin cargo, pero con portes valorados.
- 7.- Servilens acepta cambios o abonos de lentes precintadas siempre y cuando no estén marcadas ni caducadas. No se admitirán devoluciones de marcas privadas.
- 8.- Los productos devueltos a Servilens, los cuales no procedan ABONO, o estén caducados serán destruidos en conformidad a las directrices del SISTEMA DE CALIDAD EN LA PRODUCCIÓN.
- 9.- La eventual morosidad por parte de los clientes respecto a los pagos capacitará a Servilens a adeudar los intereses y a interrumpir el servicio así como a modificar la forma de pago pactada y no respetada por dicha morosidad.
- 10.- Servilens ofrece lentes solamente a profesionales autorizados. La reventa en INTERNET no es tolerada y será perseguida
- 11.- El profesional está obligado a informar a su cliente de todo lo necesario y a recomendar las instrucciones relativas al uso de las lentes de contacto y la información que Servilens publique.
- 12.- El profesional debe preservar la trazabilidad de las lentes de contacto.
- 13.- Servilens Fit & Cover se reserva el derecho de modificar y/o suprimir productos y condiciones sin previo aviso. Cualquier litigio se someterá a los Tribunales de Justicia de Granada.

General Terms and Conditions FOR INTERNATIONAL PURCHASE ORDERS

1. By ordering Servilens contact lenses, the customer accepts our General Terms and Conditions.
2. Payment methods: bank transfer and VISA card.
3. Delivery method: For orders placed in Europe, we use Courier and Postal Services. For non-EU countries, international courier is the only shipping method available.
4. Delivery times: 2-5 working days in Europe by a courier company. In the rest of the world, it depends on destination.
5. Shipping costs depend on the destination country and on the weight of the package, and will be at the customer's expense.
6. Refund Policy: In-stock unexpired, unopened, sealed contact lens boxes without any writing or marking may be returned at the customer's expense for refund. Custom-made contact lenses are non-refundable. Returns are not accepted on private label packs either. Non-refundable or expired products returned to us will be destroyed in accordance with the Production Quality System requirements.
7. Servilens supplies contact lenses only to eye care professionals and distributors. Resale on Internet is not tolerated and will be prosecuted.
8. The eye care professional should provide his customer with detailed instructions and recommendations regarding the wearing of contact lenses, as well as with information published by Servilens.
9. The customer has to preserve the traceability of the products.
10. Servilens Fit & Cover reserves the right to change these General Terms and Conditions, and to eliminate products from manufacturing, at any time and without prior notice. Any dispute or claim arising out or relating to this contract shall be finally settled by arbitration administered by the Justice Court in Granada (Spain).
11. We are NOT responsible for any sales taxes, customs duties or other taxes charged by your country.

PEDIDOS (Orders)
Servilens, Fit and Cover suministra sus productos y servicios solo a profesionales. Usted necesita tener un código de cliente antes de realizar sus pedidos. Descárguese <http://lens55.com/gestor/Formcli.pdf> para obtener su código.
Servilens supplies products and services only to eye care professionals. To place an order, please contact us to create your code in our order system. Download <http://lens55.com/gestor/Formcli.pdf>

Email: pedidos@servilens.com

 Avd. Ilustración, 112
18016 Granada- Spain

 902 238 777
Internacional+34 958183380

FAX +34 958 12 85 48

PEDIDOS (orders) ON LINE :
www.servilens.com
www.lens55.com

ABONOS 40 días VER CUALES ADMITEN ABONO EN LA LISTA DE LENTES

OPCIÓN A

- Devolver la lente por sus medios.
- Lente seca en blister original.
- Indicar nº Albarán.
- Servilens abona la lente.

OPCIÓN B

- Descargar fichero y enviarlo:
<http://lens55.com/gestor/FormCamb.pdf>
- Servilens abona la lente.

